

Preparationsteknik

En stor del av det estetiska arbetet börjar med preparationsteknik.

Det första steget är preparationens utformning. För att kunna skapa en fin och hygienisk krona så behöver det vara väl undantaget och finnas plats. Det är viktigt att preparationen har en tydlig gräns och att avtrycket är fritt från blåsor. Risken är annars att protetiken blir ojämn.



Detta är ett exempel på ett bra avtryck och en bra preparation som ger goda förutsättningar för ett fint resultat.



Detta är ett exempel på en slice-preparation där preparation och avtryck är otydliga. Med en sådan typ av preparation så finns det inte förutsättningar för en cervikal anslutning buckalt som både är snygg och hygieniskt utformad.

Bilden nedan är ett exempel på Sliceprep. Cervikalt på kronan så bildas det en buccal kant som lätt kan skapa hygienproblem. I det här läget finns det två alternativ, att göra en tunn metallkant synlig eller för tunn metallkant med tunnaste porslin. Inget av alternativen är bra, resultatet blir varken snyggt eller hållbart. Det finns en risk för porslinsfraktur cervikalt eller, som i detta fall, en för stor och bullig krona som skapar hygienproblem.

